

CYM-01
ALÜMİNYUM
YEMEK MASASI

ALUMINIUM OVERBED
TABLE

 Medikal 2000

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Tilt Pozisyonu •

OPTIONAL FEATURES
Tilt position •



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES



	En Width	Boy Length	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.
	38,5 cm	58 cm	81 cm	106 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Teleskopik alüminyum gövde
- Katlanıp gizlenebilir
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- Etajer ile uyumlu
- Alternatif renkli etiket seçenekleri
- Masa değişim fonksiyonu olup katlanabilir şekildedir
- Üst tabla 4 mm kompakt laminant

TECHNICAL FEATURES

- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Casters with cross locking and capable turning 360°
- Telescopic aluminium board
- Dining table to be preserved when not necessary
- Height adjustment controlled by gas spring
- Suitable with Cabinet
- Color options - sticker
- Overbed table made of HPL