

MA-03
ACİL MÜDAHALE
ARABASI

EMERGENCY TROLLEY /
CRASH CART

 Medikal 2000




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES




Optional dropping medication box attached on top



 En (Tampon) Width (Over all)	Boy (Tampon) Length (Over all)	Yükseklik Height
58,5 cm	82,5 cm	114,5 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Polipropilen malzemeden imal yan paneller ve üst tabla •
- Dayanıklı alüminyum malzemeden imal ana gövde •
- 360° kendi etrafında dönebilen 2 adet kilitli
- 2adet kilitli toplam 4 teker •
- Kıırma mühür sistemli merkezi kilitli çekmeceler •
- ABS malzemeden imal kapaklı çöp kovası •
- Hemşire yazı tablası •
- İç kısımları bölünebilen çekmeceler •
- 2 adet 445x545x70mm, 2 adet 445x545x160mm ve 1 adet 445x545x250mm ölçülerinde 5 adet çekmecedен oluşmaktadır. •
- Kendi etrafında dönebilen ayarlanabilir defibrilatör sehпасı •
- Teleskopik olarak ayarlanabilen serum askısı •
- Polietilen malzemeden imal oksijen tüp taşıyıcısı •
- Kompakt malzemeden imal resüsitasyon tahtası •
- Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesini sağlayan teleskopik raylar •



TECHNICAL FEATURES

- Side panels and top table made of polypropylene
- Durable main frame made of aluminum
- 360° Turning 4 wheels 2 of which has cross lock to stabilize the trolley
- Seal system for central locking drawers
- Disposal bin made of ABS material
- Nurse writing table
- Dividable inner drawers
- 5 drawers with following dimensions; 2 pcs 445x545x70mm, 2 pcs 445x545x160mm, 1 pc 445x545x250mm
- Self-closing and telescopic sliding rails for drawers
- Height adjustable IV Pole
- Oxygen bottle holder made of polypropylene
- Resuscitation table made of compact material
- Turning defibrillator table